


ALLURE SCAN

EVALUATE BEAUTY IN TIME



LA WEB-APP PER IL MEDICO ESTETICO


MANUALE UTENTE

INDICE E CONTENUTI


Primo accesso e impostazione password	2
Inserimento anagrafica paziente	4
Inserimento prima visita paziente	5
Inserimento primo trattamento paziente	10
Inserimento visita di follow-up del paziente	14
Controllo paziente “prima-dopo” con tecnologia ghost-image	15
Pannello generale delle visite	20
Configurazione e informazioni generali	21
Configurazione dei trattamenti	21
Configurazione dell'intestazione di stampa	23
Log out	24

Primo accesso e impostazione password

Per effettuare il primo accesso alla web-app di ALLURE SCAN, collegarsi al sito **www.allure-scan.com** e cliccare sul tasto **Accedi**. Si verrà indirizzati alla pagina di accesso. Inserire, come mostrato nello screenshot seguente, il **nome utente e la password ricevuti insieme alla tua licenza del software Allure Scan**.




Solamente al primo accesso, l'applicazione ci obbliga a cambiare la password ricevuta, impostandone una nuova di nostra libera scelta. Una volta inserita e confermata, la nuova password resterà sempre la stessa ed è quindi molto importante segnlarla come promemoria.




Conviene utilizzare una password che segua le indicazioni generali per la scelta delle password su web. Almeno 8 caratteri, maiuscole e minuscole, almeno un numero e un carattere

speciale (\$, %, &, etc..). Una volta scelta e confermata la nuova password, nei campi della maschera della pagina, si clicca su salva e l'applicazione ci conferma l'avvenuta modifica della password e ci lascia accedere all'ambiente interno del software.




Entriamo così per il primo accesso nell'applicazione ALLURE SCAN. Se in futuro vorremo modificare nuovamente la password scelta, possiamo tranquillamente andare sul tasto **Configurazione** e scegliere dal menù a tendina, la voce **Cambia Password**, come mostrato nello screenshot successivo.



Per impostare una nuova password, sarà sufficiente semplicemente ripetere il procedimento, inserendo una nuova password (che deve essere differente dalla precedente) e salvarla come richiesto nella maschera. Il procedimento di cambio password è facoltativo e può essere ripetuto quante volte si crede opportuno. Il nome utente invece, che viene fornito con la licenza, rimane sempre identico, univoco e non modificabile.

Inserimento anagrafica paziente

Nella schermata principale del software abbiamo ora il nostro archivio, che al primo accesso sarà ovviamente vuoto. Possiamo inserire quindi il primo paziente. Si clicca sul pulsante Nuovo e si apre così la nuova **Anagrafica** del paziente.




The screenshot shows the 'Anagrafica' form with the following fields and values:

- Cognome* (highlighted with a blue border)
- Nome*
- Data di nascita: gg/mm/aaaa
- Cellulare
- Telefono
- Email
- Indirizzo
- Comune
- Cap
- Provincia
- M
- Comune di Nascita
- Stato Estero
- CF

Buttons: SALVA (green), ANNULLA (yellow).

Nella scheda **Anagrafica** gli unici **campi obbligatori** sono **Cognome e Nome e Data di nascita del paziente**, che sono infatti contrassegnati con un asterisco. Tutti gli altri campi relativi ai dati del paziente sono opzionali e non obbligatori. Nella scheda Anagrafica, si trova anche un comodo campo note che può essere ridimensionato a piacimento, dove si può inserire testo libero a piacimento.


Una volta completato l'inserimento dei dati, è sufficiente cliccare su Salva, per tornare automaticamente alla schermata di archivio iniziale, dove ovviamente ritroveremo la stringa riassuntiva del paziente appena inserito.



The screenshot shows the patient archive with the following details:


- Buttons: Cerca, Tutti, Nuovo, Trattamento, Periodo
- Patient: PIPPO PEPPE
- Birth date: 10/10/1990
- Age: Età: 33
- Red trash icon
- Blue box with '1' overlaid on the screen

In questa stringa troveremo anche un riassunto dei dati inseriti in anagrafica. Cliccando sul nome del paziente ritorniamo all'anagrafica appena inserita. Se volessimo eliminare la stringa, basta cliccare sul tasto rosso con l'icona del cestino. Ovviamente se confermiamo la volontà di eliminare il paziente, **verranno persi tutti i dati e le immagini ad esso collegati**.




Inserimento prima visita paziente

Siamo pronti ora per inserire la prima visita del paziente appena registrato. Se clicchiamo vicino al nome del paziente sul pulsante **Visite**, si accede alla schermata delle visite inerenti a quello specifico paziente.



Ovviamente, essendo la prima visita, troveremo vuota la lista delle visite del nostro paziente. Sarà necessario fare clic sul pulsante verde **Nuova Visita**, per poter accedere alla maschera generale di inserimento di una visita. Tale maschera è riportata nello screenshot seguente.




La maschera di aggiunta di una nuova visita, riporta di default la data odierna della visita stessa. Questa data può essere cambiata a piacimento, facendo clic sull'icona del calendario (utile anche nel caso si voglia inserire una visita precedente per ricostruire un archivio storico del paziente).

Nella finestra **Testo in cartella** si possono aggiungere tutte le note che si crede opportuno, che rimarranno legate a questa visita del paziente.

Nella finestra di testo libero sottostante, **Ricetta**, si ha la possibilità di inserire una ricetta (lo vedremo anche più avanti) e di stamparla tramite il tasto azzurro **Stampa**.


Analizzando la parte destra della schermata troviamo in alto il tasto **Inestetismo**. Facendo clic su questo pulsante, viene introdotta in testo in cartella il testo automatico "DESCRIZIONE INESTETISMO" che possiamo completare liberamente con la descrizione dell'inestetismo per il quale il paziente è affetto alla visita.

Si prega di vedere lo screenshot seguente.



Una volta completata la descrizione dell'inestetismo se si fa clic sul pulsante **Chiudi**, si torna con salvataggio automatico all'elenco delle visite del nostro paziente, dove adesso troveremo la nuova stringa della visita appena inserita.

Si veda lo screenshot seguente.




Anche in questo caso la visita può essere eliminata, semplicemente facendo clic sul pulsante rosso con il simbolo del cestino. Come visto in precedenza anche qui verrà chiesta la conferma per l'eliminazione con la quale, se procediamo, si perderanno tutti i dati inseriti relativi alla visita.

Importare una foto nella visita

Rientrando nella schermata della nostra prima visita, può essere aggiunta anche una prima foto relativa alla situazione del paziente. La foto può essere inserita sia catturando una nuova immagine durante la visita (usando il tasto a sinistra **Foto**), sia inserendo una foto già esistente e salvata nella memoria del computer che si sta utilizzando, usando il tasto a destra **Archivio**).


Se importiamo una foto preesistente dal nostro archivio, questa sarà associata alla scheda visita del nostro paziente, come riportato nello screenshot seguente.




Se vogliamo invece importare una nuova foto del paziente catturata al momento della visita, lo possiamo fare utilizzando in modo molto semplice il nostro telefono cellulare. Prima di fare ciò è necessario accedere ad ALLURE SCAN anche dal browser del telefono, usando le stesse credenziali.

Utilizzando sul telefono il tasto **Sincro PC**, questo si aggiornerà esattamente con i dati che stiamo inserendo su PC e all'interno della schermata della stessa visita.

A questo punto si può scattare la foto del paziente dal telefono cellulare, cliccando subito dopo **Salva**. Se torniamo sul computer e facciamo click sul pulsante giallo **Sincro Tel**, la vedremo comparire nella schermata della visita alla quale la stiamo associando, assieme a quella storica di archivio che avevamo importato in precedenza.




Chiudendo a questo punto la schermata della singola visita, si torna al pannello generale delle visite del paziente in oggetto, dove troveremo le stringhe con il riassunto completo di tutte le visite e di tutte le immagini collegate al paziente. Nella stringa sono riassunte brevemente la presenza di un Inestetismo e di alcune foto in archivio, tramite delle piccole icone a fianco alla data della visita.



Inserimento primo trattamento paziente

Dopo l'inserimento della prima visita con diagnosi, supponiamo che il paziente si presenti a una nuova visita per effettuare il trattamento che è stato programmato. Selezionando il paziente, torniamo nella schermata generale delle visite e facciamo clic su **Nuova Visita**.


Nella nuova visita odierna che stiamo effettuando, facendo clic sul pulsante **Trattamenti**, si aprirà una finestra di dialogo con tutti i trattamenti a disposizione già presenti in elenco. Questi come vedremo più avanti possono essere modificati, eliminati oppure creati ex-novo a seconda delle esigenze personali.



Selezioniamo dall'elenco il trattamento che avevamo pianificato con il paziente, ad esempio "Botulino".

Una volta selezionato il trattamento, verranno riportati nella parte sinistra della schermata della visita un testo in cartella e una ricetta base di carattere generale, mentre nella parte destra della schermata comparirà il trattamento appena selezionato, assieme al consenso informato precompilato.

Vedremo tra poco come poter cambiare e modificare a proprio piacimento tutti questi dati, testi e parametri con un semplice clic.



Pazienti Configurazione Utente Demo

PIPPO Sincro TEL

Foto Archivio Data 20/02/2023

Testo in cartella

Zone trattate e dosi
Frontale= 4x4UI
Glabbellare ecc

Ricetta Stampa

E' importante dopo il trattamento non comprimere i piccoli rigonfiamenti che si notano nei punti di somministrazione che sono dovuti al liquido iniettato e che scompaiono spontaneamente in breve tempo. Evitare anche di massaggiare le zone trattate ed evitare di sdraiarsi od eseguite attività fisica a testa in giù per circa 3 ore, questo per evitare una distribuzione disomogenea del botulino.

CHIUDI


Inestetismo

Trattamenti

Botulino Consenso

Controllo



















Se a questo punto si fa clic in alto sul tasto **Configurazione > Trattamenti**, si entra nella finestra di dialogo Elenco Trattamenti, dove si troverà tutto il database dei differenti trattamenti a disposizione dello specialista.




Pazienti Configurazione Utente Demo

Elenco Trattamenti

Cerca Tutti Nuovo

Nome	Testo in cartella	Ricetta	Consenso	
Biostimolazione	...	Il trattamento con biostimolaz...	esso consiste nella introduzio...	 
Botulino	Zone trattate e dosi Frontale...	E' importante dopo il trattame...	Il botulino è una proteina pu...	 
Carbossiterapia	La carbossiterapia consiste ne...	 
Cavitazione Ultrasonica	La cavitazione è una metodica...	 
Chirurgia	...	Pr. BETADINE Soluzione S. M...	Fornisco le seguenti informazi...	 
Elettroporazione	L'elettroporazione è un siste...	 
Fili di Biostimolazione	Per effettuarla vengono utili...	 
Fili di Sospensione	...	Dopo il trattamento evitare pe...	Il trattamento consiste nel po...	 
Filler Jaluronico	ZONE TRATTATE: ...	Dopo il trattamento possono es...	Il trattamento che mi viene pr...	 

Se facciamo clic sull'icona blu a sinistra di un qualsiasi trattamento, entriamo nella finestra di dialogo specifica dove possiamo modificare, personalizzare e salvare tutte le informazioni (testo in cartella, ricetta) e i vari consensi informati preesistenti.



Elenco Trattamenti

Gestione Trattamento


Nome del trattamento: Botulino

testo in cartella: Zone trattate e dosi
Frontale= 4x4UI
Glabbellare ecc

Ricetta: E' importante dopo il trattamento non comprimere i piccoli rigonfiamenti che si notano nei punti di somministrazione che sono dovuti al liquido iniettato e che scompaiono spontaneamente in breve tempo. Evitare anche di massaggiare le zone trattate ed evitare di sdraiarsi od eseguite attività fisica a testa in giù per circa 3 ore, questo per evitare una distribuzione disomogenea del botulino.

Consenso: Il botulino è una proteina purificata utilizzata in medicina per curare molte patologie quali strabismo e spasmi muscolari. Da molti anni in tutto il mondo è autorizzato il suo utilizzo in medicina estetica.
L'azione del botulino è quella di rilassare i muscoli mimici responsabili della formazione delle rughe, con conseguente distensione del distretto cutaneo sovrastante.
Il trattamento si effettua ambulatoriamente mediante semplici infiltrazioni con aghi molto sottili.
L'effetto di rilassamento è temporaneo cioè completamente reversibile: compare dopo 3-7 giorni ed ha una durata variabile nel tempo (4-6-8 mesi). Ciò implica che la

Tutti i testi esistenti (trattamento, testo in cartella, ricetta, consenso) sono modificabili a nostro piacimento come semplice testo. Facendo clic sul pulsante **Salva**, tutte le modifiche apportate verranno salvate per quello specifico trattamento, ora da noi personalizzato. Tornando alla schermata della visita e cliccando sul pulsante blu **Consenso** possiamo vedere il nuovo testo salvato.



PAZIENTE PIPPO Sincro TEL

Foto Archivio Data 20/02/2023

Testo in cartella: Zone trattate e dosi
Frontale= 4x4UI
Glabbellare ecc

Ricetta Stampa

E' importante dopo il trattamento non comprimere i piccoli rigonfiamenti che si notano nei punti di somministrazione che sono dovuti al liquido iniettato e che scompaiono spontaneamente in breve tempo. Evitare anche di massaggiare le zone trattate ed evitare di sdraiarsi od eseguite attività fisica a testa in giù per circa 3 ore, questo per evitare una distribuzione disomogenea del botulino.

CHIUDI

Inestetismo

Trattamenti

Botulino Consenso

Controllo

Consenso Informato Ricarica Originale

Il botulino è una proteina purificata utilizzata in medicina per curare molte patologie quali strabismo e spasmi muscolari. Da molti anni in tutto il mondo è autorizzato il suo utilizzo in medicina estetica.

L'azione del botulino è quella di rilassare i muscoli mimici responsabili della formazione delle rughe, con conseguente distensione del distretto cutaneo sovrastante.

Il trattamento si effettua ambulatoriamente mediante semplici infiltrazioni con aghi molto sottili.

L'effetto di rilassamento è temporaneo cioè completamente reversibile: compare dopo 3-7 giorni ed ha una durata variabile nel tempo (4-6-8 mesi). Ciò implica che la somministrazione di botulino deve essere ripetuta periodicamente ma è anche garanzia della completa reversibilità dell'effetto di rilassamento muscolare.

Informazioni su gli eventi avversi: Non sono stati riportati casi di allergia al botulino. Le complicanze non obbligatorie ma più frequenti sono le ecchimosi ovvero lividi nelle sedi di iniezione. Complicazioni rare sono un transitorio mal di testa dopo il trattamento, la discesa della palpebra o del sopracciglio, difficoltà di deglutizione se vengono trattate particolari zone del collo, disturbi della mimica del volto se vengono trattate zone periorbitali e/o peri buccali. Talvolta si verificano asimmetrie di risultato tra le due parti del viso che possono essere corrette con somministrazioni successive. Questi disturbi in ogni caso si attenuano con la progressiva diminuzione di effetto del botulino per poi scomparire completamente. Certe espressioni del volto, come corrugare le sopracciglia, innalzare le sopracciglia o corrugare la fronte saranno parzialmente o totalmente inibite.

Di qualsiasi effetto collaterale, inclusi eventuali effetti diversi da quelli descritti, deve essere prontamente informato il medico per l'attuazione dei provvedimenti eventualmente necessari.

E' consigliabile due settimane prima del trattamento, di non assumere Aspirina o altri farmaci che aumentino il sanguinamento così come quantità elevate di the verde e per le donne evitare possibilmente l'esecuzione della procedura nel periodo immediatamente prima del ciclo per limitare la probabilità di ecchimosi.

E' importante dopo l'infiltrazione non massaggiare le zone trattate ed evitare di sdraiarsi od eseguite attività fisica a testa in giù per circa 3 ore, questo per evitare una distribuzione disomogenea del botulino

Dichiaro di non essermi recentemente sottoposto/a altrove ad iniezioni di Botulino per spasmi patologici, di non aver avuto un episodio di paralisi dei muscoli facciali, di non essere affetto, a mia conoscenza, di malattie neuro-muscolare o di disturbi della coagulazione di non assumere antibiotici aminoglicosidici o spectinomina o medicinali ad attività anticoagulante come l'aspirina, o altri farmaci anti-infiammatori o assumere giornalmente Thè verde e di non essere allergico all'uovo o all'albumina.

Per le donne di non essere in stato di gravidanza o allattamento.

Sono a conoscenza del fatto che, in considerazione della variabilità individuale di risposta a qualsiasi trattamento medico-chirurgico, non può essere precisamente pronosticata la percentuale di miglioramento e la durata della correzione che può essere variabile da soggetto a soggetto.

Sono stato informato/o che non eseguendo il trattamento non mi esporrei ad alcun rischio e che, a parità di risultati clinici aspettati e di entità di effetti collaterali, non esistono

Anche in questo caso il consenso è modificabile per il singolo paziente. Inseriremo, ad esempio, *Trattamento delle rughe frontali*.

Se facciamo clic sull'icona di Stampa del consenso, automaticamente il software elabora un file pdf con tutti i dati del paziente e il consenso al trattamento che si sta per effettuare, con tutte le specifiche apportate in precedenza.

1676906094.pdf | 1 / 1 | 100% | [Stampa] [Condividi]

Demo Utente
Allure Scan
PIVA: CF:
()
Tel: email:

Consenso informato Botulino

Io sottoscritto/a PEPPE PIPPO sono stato informato/a che il trattamento che mi viene proposto è il seguente:
Trattamento delle rughe frontali

Il botulino è una proteina purificata utilizzata in medicina per curare molte patologie quali strabismo e spasmi muscolari. Da molti anni in tutto il mondo è autorizzato il suo utilizzo in medicina estetica.

L'azione del botulino è quella di rilassare i muscoli mimici responsabili della formazione delle rughe, con conseguente distensione del distretto cutaneo sovrastante.

Il trattamento si effettua ambulatoriamente mediante semplici infiltrazioni con aghi molto sottili.

L'effetto di rilassamento è temporaneo cioè completamente reversibile: compare dopo 3-7 giorni ed ha una durata variabile nel tempo (4-6-8 mesi). Ciò implica che la somministrazione di botulino deve essere ripetuta periodicamente ma è anche garanzia della completa reversibilità dell'effetto di rilassamento muscolare.

Informazioni su gli eventi avversi: Non sono stati riportati casi di allergia al botulino. Le complicanze non obbligatorie ma più frequenti sono le ecchimosi ovvero lividi nelle sedi di iniezione. Complicazioni rare sono un transitorio mal di testa dopo il trattamento, la discesa della palpebra o del sopracciglio, difficoltà di deglutizione se vengono trattate particolari zone del collo, disturbi della mimica del volto se vengono trattate zone periorbitali e/o peri buccali. Talvolta si verificano asimmetrie di risultato tra le due parti del viso che possono essere corrette con somministrazioni successive. Questi disturbi in ogni caso si attenuano con la progressiva diminuzione di effetto del botulino per poi scomparire completamente. Certe espressioni del volto, come corrugare le sopracciglia, innalzare le sopracciglia o corrugare la fronte saranno parzialmente o totalmente inibite.

Di qualsiasi effetto collaterale, inclusi eventuali effetti diversi da quelli descritti, deve essere prontamente informato il medico per l'attuazione dei provvedimenti eventualmente necessari.

E' consigliabile due settimane prima del trattamento, di non assumere Aspirina o altri farmaci che aumentino il sanguinamento così come quantità elevate di the verde e per le donne evitare possibilmente l'esecuzione della procedura nel periodo immediatamente prima del ciclo per limitare la probabilità di ecchimosi.

E' importante dopo l'infiltrazione non massaggiare le zone trattate ed evitare di sdraiarsi od eseguite attività fisica a testa in giù per circa 3 ore, questo per evitare una distribuzione disomogenea del botulino

Dichiaro di non essermi recentemente sottoposto/a altrove ad iniezioni di Botulino per spasmi patologici, di non aver avuto un episodio di paralisi dei muscoli facciali, di non essere affetto, a mia conoscenza, di malattie neuro-muscolare o di disturbi della coagulazione di non assumere antibiotici aminoglicosidici o spectinomina o medicinali ad attività anticoagulante come l'aspirina, o altri farmaci anti-infiammatori o assumere giornalmente Thè verde e di non essere allergico all'uovo o all'albumina.


Per le donne di non essere in stato di gravidanza o allattamento.

Sono a conoscenza del fatto che, in considerazione della variabilità individuale di risposta a qualsiasi trattamento medico-chirurgico, non può essere precisamente pronosticata la percentuale di miglioramento e la durata della correzione che può essere variabile da soggetto a soggetto.

Sono stato informato/o che non eseguendo il trattamento non mi esporrei ad alcun rischio e che, a parità di risultati clinici aspettati e di entità di effetti collaterali, non esistono trattamenti alternativi ragionevoli.

Autorizzo a rilevare una documentazione fotografica che rimarrà di proprietà del personale sanitario a scopo di archiviazione clinica. Tale documentazione potrà essere impiegata in forma anonima a scopo di ricerca, divulgazione o educazione.

Anche la ricetta presente è personalizzabile e stampabile con un semplice clic. Se a questo punto chiudiamo la schermata della visita, ritorniamo nella schermata generale delle visite del paziente dove troviamo il riassunto di tutte le visite, delle foto, degli inestetismi e dei trattamenti.




Inserimento visita di follow-up del paziente

Supponiamo ora che lo stesso paziente, dopo la prima visita e la successiva visita di trattamento, torni come da prassi alla visita di follow-up.

Entrando nella scheda del nostro paziente, aggiungiamo quindi una nuova visita facendo clic sul pulsante verde **Nuova Visita** (la data si inserisce automaticamente ad ogni nuova visita, ma può anche essere cambiata).

Quando si apre la schermata della nuova visita si può fare clic sul pulsante Controllo nella parte destra, per indicare che la visita è un follow-up.



Si genera automaticamente del testo in cartella, che come al solito possiamo cambiare secondo le nostre necessità specifiche. Ad esempio: *“Permane iperattività del muscolo frontale a sinistra”*.


A questo punto possiamo aggiungere alla visita uno scatto di controllo, che per maggiore precisione possiamo scattare con la tecnologia del ghost-image (immagine fantasma).

Controllo paziente “prima-dopo” con tecnologia ghost-image


Dal momento che si vuole fare un raffronto tra la situazione alla prima visita e la situazione attuale, sarà necessario catturare una nuova immagine tramite dispositivo mobile.

Ci trasferiamo perciò sul telefono cellulare dove tramite il browser accediamo ad Allure Scan.

Facendo clic sul tasto in alto centrale **Sincro PC**, la vista sarà aggiornata esattamente nello stesso punto in cui già ci troviamo sul PC, cioè alla nostra visita di controllo del paziente in esame.




Si faccia ora clic su Archivio per scegliere la foto del paziente scattata alla prima visita.




Ora che abbiamo scelto l'immagine da usare come "prima", si può **fare clic sul pulsante blu in alto a destra per attivare la tecnologia "ghost-image"**. Si aprirà una nuova finestra

di dialogo in cui alla visuale attuale della fotocamera, si andrà a sovrapporre la vecchia immagine, così da avere la massima precisione nel ripetere lo scatto con la stessa angolazione, luce e distanza e poter catturare una immagine di controllo del **“dopo”** che permetta una valutazione oggettiva migliore possibile.




Con il cursore in alto, sopra l'immagine, si può regolare la trasparenza della vecchia foto per una migliore sovrapposizione. Facendo clic sull'icona dell'occhio posta a fianco del cursore, si può eliminare completamente o inserire di nuovo la vecchia foto della visita precedente.


Quando si è soddisfatti della sovrapposizione raggiunta con l'obiettivo, si può fare clic su Cattura e poi Salva per archiviare immediatamente la nuova foto, nella visita di controllo che stiamo facendo. Tornando sul computer a questo punto troveremo con la sincronizzazione, la nuova foto inserita nella scheda della visita di controllo.



Facendo ora clic sul pulsante **Archivio**, si aprirà la schermata della foto del paziente in esame, con tutte le immagini scattate durante tutte le visite effettuate, più quelle eventualmente caricate da archivi precedenti, relative sempre allo stesso paziente.



Volendo ora effettuare un raffronto preciso tra le due immagini che ci interessano, sarà sufficiente selezionarle, tramite la spunta nella casella grigia. Una volta selezionate entrambe, comparirà il tasto giallo Confronta, che ci permetterà con un semplice clic di avere un raffronto con le due immagini contigue.



Ovviamente per una migliore riuscita del confronto per immagini sarà necessario cercare di standardizzare lo sfondo, l'angolazione, l'illuminazione, etc.


A questo punto uscendo dalla funzionalità del confronto per immagini, si torna indietro all'archivio e poi ancora alla schermata della visita di controllo. Chiudendo si salva automaticamente e si torna nella schermata generale delle visite del paziente in esame.

Pannello generale delle visite

Nel pannello generale delle visite del paziente in esame, troveremo un quadro riassuntivo della storia del nostro paziente e una preview di tutte le foto che sono state scattate e importate, relative al paziente.


Si potranno vedere con un solo colpo d'occhio tutte le visite, la data, il motivo della visita e se sono o meno presenti immagini scattate o importate in quella data.

In particolare facendo clic su una specifica immagine presente sulla sinistra del video, si viene reindirizzati direttamente a quella visita in particolare, alla quale si riferisce la foto scelta.



Configurazione e informazioni generali

Cliccando su **Configurazione**, si apre un menu a tendina. È stato già visto in precedenza come si può riconfigurare la nuova password. Facendo clic su **Informazioni** si può vedere la versione del software che abbiamo in uso e quanti giorni mancano alla scadenza della nostra licenza.



Informazioni

Archivio Foto

ure Scan


Versione del sistema: 1.3

La licenza risulta valida. Restano 77 giorni alla scadenza.

©2023 TAUMED SRL Via Strada Provinciale, 123 95040 Castel di Iudica (CT) PIVA/CF: 05915220874.







Configurazione dei trattamenti

Dal menu **Configurazione**, facendo clic su **Trattamenti** si accede alla finestra di dialogo che racchiude tutti i trattamenti già impostati all'interno della app.



Elenco Trattamenti


Cerca Tutti Nuov

Nome	Testo in cartella	Ricetta	Consenso	
Biostimolazione	...	Il trattamento con biostimolaz...	esso consiste nella introduzio...	 
Botulino	Zone trattate e dosi Frontale...	E' importante dopo il trattame...	Il botulino è una proteina pu...	 
Carbossiterapia	La carbossiterapia consiste ne...	 

Se vogliamo ad esempio eliminare un trattamento che pensiamo di non fare mai, per semplificare la nostra attività, sarà sufficiente agire sul pulsante rosso con l'icona del cestino, per eliminarlo definitivamente.

Ogni trattamento può essere modificato a nostro piacimento, semplicemente facendo clic sull'icona a sinistra a fianco del nome del trattamento.

Torniamo così nella maschera che avevamo già visto e che possiamo modificare a nostro piacimento in ogni sua parte: nome trattamento, testo in cartella, ricetta e consenso.



The screenshot shows a web form titled "Modifica Trattamento" (Modify Treatment). At the top right, there are three buttons: "Cerca" (Search), "Tutti" (All), and "Nuovi" (New). The form is divided into several sections:

- Nome del trattamento:** A text field containing "Carbossiterapia".
- Testo in cartella:** A text area for notes.
- Ricetta:** A text area for the treatment recipe.
- Consenso:** A large text area containing a consent form. The text reads: "l'operatore da ogni responsabilità. Dichiaro di essere a conoscenza che il trattamento viene effettuato a pagamento e che mi è stato reso noto il relativo costo. Dichiaro di essere stato/a informato/a dallo specialista sulla natura del problema dermatologico che presento, di aver discusso le caratteristiche e le indicazioni del trattamento che mi è stato proposto, i probabili benefici, rischi o complicanze. Dopo aver ricevuto tutte le spiegazioni che ho richiesto accetto di essere sottoposto/a al ciclo di trattamenti sopra indicato, effettuando la seduta odierna e le successive per le quali esprimo il mio consenso su questo modulo che ho ricevuto in copia e che ho avuto modo di leggere in anticipo e di capire adeguatamente."


At the bottom of the form, there are two buttons: "SALVA" (Save) and "ANNULLA" (Cancel).

Chiudendo e salvando, troveremo tutte le modifiche nella nuova stringa del trattamento e ogni volta che torneremo a utilizzarlo ritroveremo le nostre modifiche.

Configurazione dell'intestazione di stampa

Facendo clic su **Configurazione > Intestazione** si apre la finestra di dialogo con tutte le informazioni personali che si ritengono necessarie da inserire in ogni stampato prodotto tramite Allure Scan.

Nello spazio di testo "Footer" possono essere inserite informazioni aggiuntive sulla propria attività professionale che si ritiene opportuno inserire. L'unico campo non modificabile nella griglia è quello relativo al nome e cognome dell'utente, che viene fornito assieme alla licenza del software.



Profilo Utente

Nome Utente

Cognome Demo

Titolo Allure Scan

Indirizzo Indirizzo

Comune Comune

Provincia Provincia

Cap Cap

PIVA piva

CF cf


Telefono telefono

Email email

Footer

SALVA STAMPA DI PROVA ANNULLA


Una volta riempiti tutti i campi che si ritiene necessario compilare, tramite il tasto azzurro Stampa Di Prova sarà possibile avere una preview del foglio con intestazione, sul quale saranno stampate le nostre ricette, consensi informati, etc.



Qualora si voglia, può essere anche cambiato il logo che compare in alto a destra dell'interfaccia, ma tale operazione deve essere fatta tramite l'assistenza del software fornita dall'azienda Taumed, in quanto il logo deve avere delle specifiche ben precise per formato file, dimensione e risoluzione.

Log out

Per uscire dal software fare clic semplicemente sul pulsante **Logout**, alla destra del nome utente riportato nella schermata principale. Si ritorna così alla schermata iniziale di accesso dalla quale eravamo partiti inizialmente.





Il software ALLURE SCAN e il materiale contenuto in questo manuale utente sono di proprietà di TAUMED SRL